



■ MULTILIGHT LED Mobil Der schnelle Lichtblick

Mit einem Handgriff betriebsbereit: Die handliche MULTI-LIGHT LED Mobil schaltet sich beim Aufklappen automatisch ein. Das liegt am originellen Ein- und Ausschaltmechanismus im Gelenk. Einmal in Betrieb überzeugt sie durch hohe Leistung: 30 langlebige und sparsame SMD-LEDs spenden viel Licht bei niedrigem Verbrauch. Mit dem handlichen Tragegriff lässt sie sich überallhin mitnehmen. Denn nur für zu Hause ist sie einfach zu schade.

- Leicht und handlich
- Flexibel im Netz- oder Batteriebetrieb
- Mobil mit Transportgriff und -tasche
- Drei Lichtfarben für individuelle Ansprüche verfügbar

■ MULTILIGHT LED Pocket Die handliche Lichtgestalt

Ein wahrer Engel ist MULTILIGHT LED Pocket für unterwegs. Denn die praktische Leuchte passt mit 5,9 x 8,4 cm und gerade einmal 70 g wirklich in jede Tasche. Da muss sie aber nicht hin: Mit Klemme und Öse kann sie auch am Gürtel befestigt oder an einem Band bzw. Lanyard um den Hals getragen werden. Beim Aufklappen sind die 12 kräftigen SMD-LEDs sofort einsatzfähig, denn der Ein- und Ausschaltmechanismus befindet sich im Gelenk. So ist sie auf jeden Fall schnell zur Hand und sorgt für helle Momente.


- Ideal für unterwegs: klein, stark und robust
- Einfacher Batteriewechsel durch Klappmechanismus
- Schnell einsetzbar durch originellen Einschaltmechanismus
- Drei Lichtfarben für individuelle Ansprüche verfügbar

SCHWEIZER bringt Licht und Größe in alles, was Sie lesen.

Sehenschwächen können einem das Lesen ordentlich verleiden – aber nur, wenn man es zulässt. Seit SCHWEIZER zahlreiche elektronische Lesehilfen anbietet, gibt es eine Menge zusätzlicher Gründe, Lesefreuden trotz Fehlsichtigkeit zu genießen.



Bestes Licht für bestes Sehen



Ihr Partner für besseres Sehen:

Die neue LED-Leuchten-Generation
von SCHWEIZER

NEU!

310058

Im rechten Licht betrachtet macht Lesen mehr Freude.

Viele Faktoren beeinflussen das Lesen. Zu den wichtigsten gehören neben der Schriftgröße die persönlich optimale Lichtfarbe. Die bei SCHWEIZER verfügbaren Lichtfarben (2700 K – gelblich-weiß, 4500 K – neutral-weiß, 6500 K – kalt-weiß) bieten jedem Benutzer den perfekten Kontrast. Gönnen auch Sie sich das passende Licht für strahlenden Lese Genuss.



Bei drei verfügbaren Lichtfarben findet jeder den perfekten Kontrast.

■ MULTILIGHT LED Stand Die standhafte Lichtquelle

Die attraktive, leistungsstarke Bodenstandleuchte ist äußerst sparsam. 72 langlebige SMD-LEDs erleuchten die Umgebung. Verschwenderisch hingegen sind ihre Möglichkeiten. Das liegt zum einen an ihrer schlanken Form: Ob gemütlich am Sofa, am Tisch oder neben dem Bett – Ihre Leseleuchte ist überall schnell aufgestellt, ohne viel Platz zu beanspruchen. Zum anderen ist MULTILIGHT LED Stand extrem flexibel: Mit dem praktischen Schwanenhals können Sie Höhe und Einfallswinkel des Lichts jederzeit Ihren Bedürfnissen anpassen. So haben Sie überall und stets am Lesen Ihre helle Freude.

- Sparsame und langlebige LED-Leuchten
- Ansprechendes Design, das zu jeder Einrichtung passt
- Leuchtschirm durch flexiblen Schwanenhals in alle Richtungen schwenkbar
- Praktischer Schalter im Lampenkopf
- Drei Lichtfarben für individuelle Ansprüche verfügbar



■ MULTILIGHT LED Akku Die überraschend Starke

Die praktische Klappleuchte wächst bei Bedarf über sich hinaus. Zusammengeklappt steht sie bescheiden auf ihrem Platz. Aber wenn nötig, bietet sie Ihnen mit ihrem Teleskoparm hervorragende Lichtverhältnisse – auf dem Schreibtisch zu Hause oder im Büro. Ausgestattet mit 48 langlebigen und energieeffizienten SMD-LEDs bietet MULTILIGHT Akku alles, was ein energiebewusstes und leistungsorientiertes Umfeld ihr abverlangt.

- Variable Höhe dank Teleskoparm
- Flexible Leuchten-Positionierung minimiert die Blendung und sorgt für genaue Ausleuchtung
- Vielfältig einsetzbar durch langes Anschlusskabel (190 cm) oder Akkubetrieb
- Drei Lichtfarben für individuelle Ansprüche verfügbar



■ MULTILIGHT LED Leseputz Das kleine Schwarze

Entspanntes Lesen im richtigen Licht: Das können Sie mit dem MULTILIGHT LED Leseputz aus robustem Kunststoff. Die zeitlos elegante schwarze Schönheit schafft deutlich mehr Platz, als sie beansprucht. Denn sie ist so gestaltet, dass sie eine möglichst große Auflagefläche bei kleiner Standfläche bietet. Beeindruckend energieeffizient erhellen Ihnen 20 SMD-LEDs jede Lektüre.

- Rutschfester Stand, Auflagefläche erweiterbar bis 38 cm x 33 cm
- Schrägstellung in mehreren Stufen für bequemes Lesen
- Variabel einsetzbar im Batterie- oder Netzbetrieb
- Zwei unterschiedliche Beleuchtungsstärken einstellbar
- Drei Lichtfarben für individuelle Ansprüche verfügbar