

**BESSERES SEHEN HEISST  
MEHR FREUDE AM LEBEN.**

Für zu Hause oder unterwegs, für Hobby, Beruf und Freizeit: Vergrößerungs- und Sehhilfen für vielfältige Anwendungsgebiete von SCHWEIZER Optik sorgen für mehr Lebensqualität.

Das Familienunternehmen SCHWEIZER Optik wurde im Jahre 1840 gegründet und entwickelte sich von der Einrichtung einer Glasschleiferei bis hin zur Fertigung optischer Produkte. Als eine Marke von Weltrang, die Erfahrung, Kompetenz und Innovation vereint, hat sich SCHWEIZER als Spezialist von Lupen und Lesegläsern etabliert.

**AUS UNSEREM  
PRODUKTPROGRAMM**

Lichtschutzfassungen  
mit kontraststeigernden  
Kantenfiltern



Taschenlupe  
im Lederetui



MagnetClip -  
Fassung:  
die praktische  
Lösung für viele  
Anwendungen

**ERLEBEN SIE SEHEN GANZ NEU.  
ERLEBEN SIE SCHWEIZER.**

Europas größtes Sortiment an bewährten Spezialsehhilfen von SCHWEIZER Optik finden Sie bei Ihrem autorisierten Augenoptik-Fachgeschäft. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Ihr Partner für besseres Sehen:

A. Schweizer GmbH  
Hans-Böckler-Str. 7  
91301 Forchheim

info@schweizer-optik.de  
www.schweizer-optik.de

**SICHER UNTERWEGS,  
AKTIV ZU HAUSE**



**GUTE IDEEN FÜR BESSERES SEHEN**



Der Trendsetter für unterwegs

## ÖKOLUX PLUS MOBIL



Perfektes Sehen für unterwegs

### Die Vorteile:

- + leichte Handhabung
- + minimaler Batterieverbrauch
- + Lampenwechsel entfällt
- + bis zu 9 unterschiedliche Vergrößerungen

Die mobile Handleuchte ÖKOLUX plus mobil im ergonomischen Design mit heller, kontrastreicher LED-Beleuchtung und minimalem Batterieverbrauch. Überall dort, wo schlechte Lichtverhältnisse herrschen, ermöglicht die integrierte Beleuchtung ein komfortables Sehen. Leicht, handlich und mobil für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. In Hobby und Freizeit – immer sicher unterwegs.

Die Praktische für jede Situation

## MULTILIGHT-KLAPPLEUCHE



Ein Höchstmaß an Lesekomfort

### Die Vorteile:

- + tragbar und kompakt
- + 13 W flimmerfrei
- + Platz sparend:  
90 x 90 mm, Höhe 280 mm

Die tragbare Multilight-Klappleuchte ist eine kompakte Leuchtstofflampe. Ideal verwendbar in Freizeit, Beruf und auf Reisen, sorgt sie für eine extrem helle, dennoch angenehme Ausleuchtung des Lese- oder Arbeitsbereiches. Sofort einsatzbereit durch automatisches Einschalten beim Aufklappen. Ihre kompakten Maße helfen Platz zu sparen, wenn sie mal nicht gebraucht wird.

Die Bewährte für den vielfältigen Einsatz

## HELLFELDLUPE



Beliebte Lesehilfe für Hobby + Freizeit

### Die Vorteile:

- + leicht und handlich
- + aufgehelltes Lesefeld
- + Abbildungsmaßstab 1:1,8

Die Hellfeldlupe, oft auch als „Lesestein“ bezeichnet, ist eine Speziallupe, die das Betrachtungsfeld aufhellt. Sie besteht aus hochwertigem Acrylglas und ist daher angenehm leicht im Gewicht. Die gewölbte Unterseite schützt beim Gebrauch vor Verkratzen und garantiert damit eine lange Lebensdauer. Sehr beliebt als einfache Lesehilfe und bei Briefmarkensammlern.