

# eMag 43

The classic portable video magnifier



**SCHWEIZER**  
*der LowVision-Spezialist*

++ Jetzt zu den SCHWEIZER-Seminaren anmelden und Frühbucher-Rabatt nutzen! ++

**Editorial**  
**Erfolgreich im Wachstums-**  
**LowVision**  
Die sogenannten „BestAger“ sind die Käufergruppe mit der höchsten Zuwachsrate in den nächsten Jahren. So werden ab 2030 rund 25% der Bürger in der Bundesrepublik 60 Jahre und älter sein. Trotz großer Fortschritte der ophthalmologischen Möglichkeiten nimmt der Anteil Sehbehinderter stetig zu. Nach Untersuchungen der Universität...

**SCHWEIZER**  
Menschen ein Stück Leben  
SCHWEIZER bietet dem  
das größte Sortiment  
Abgestimmt auf die Wünsche...

**Excellent value for money!**

**SCHWEIZER**  
Der LowVision-Spezialist

**Das Unternehmen SCHWEIZER**  
**Erster LowVision-Round-**  
**Table von SCHWEIZER**  
Unter dem Motto „Wir schaffen Verbindungen“ lud SCHWEIZER, der LowVision-Spezialist, die verschiedenen Fachdisziplinen, die an der Versorgung sehbehinderter Menschen beteiligt sind, nach Erlangen zu einem RoundTable ein. Um eine ganzheitliche Versorgung von sehbehinderten Gewährleistern zu können, diagnostik, Therapie, Rehabilitation, Selbsthilfe zur Selbsthilfe...

**SCHWEIZER**  
Der SCHWEIZER Firmensitz in Forchheim umfasst zur Zeit 92 Mitarbeiter auf 5500 m² Produktionsfläche.

**SCHWEIZER**  
SCHWEIZER Optik wurde vom Projekt TOP 100 im Jahr 2008 erneut zu den 100 besten Innovatoren im Mittelstand gezählt. Vor allem mit besonderer Kompetenz im Management überzeugte SCHWEIZER die aus renommierten Fachleuten bestehende Jury – u gehört in diesem Bereich sogar zu den besten 10. ■

14-025/313288/00



# eMag 43

## Technical Specifications

The portable video magnifier with folding handle has a centrally positioned camera and can be used like a traditional magnifying glass or can also be positioned directly on the object.

- Item No. 543002
- Magnification 2x to 14x in 3 steps
- Viewing options Full colour  
Black on white  
White on black  
Yellow on blue  
Yellow on black
- Weight 218 grams
- Size 126x75x32 mm (closed)
- Operating time Approx. 2 hours
- Battery 4 rechargeable NiMH batteries AAA (approx. 2 hours charge time)
- Display 4,3 inch LCD display 16:9
- Features Snapshot function, a maximum of 15 snapshots can be saved  
LED battery indicator  
LED illumination can be deactivated  
Energy saving mode after 30 minutes
- In the box eMag 43  
Case with belt loop and carrying strap  
Wrist strap  
AC power adapter  
Documentation
- Accessories Item 535042: Writing and reading stand

