

eMag 43 HD –

Image optimisée, fonctionnel et design



**eMag 43 HD:
Pratique &
Lumineux!**

eMag 43 HD – Spécifications techniques

La loupe vidéo portable avec poignée pliante peut être, soit utilisée comme une loupe traditionnelle, soit posée directement sur l'objet. Un fonctionnement intuitif est garanti grâce aux touches de fonction de couleur facilement accessibles.

- Article n° 544002
- Grossissement de 1,6x à 14x par zoom continu
- Options d'affichage Couleur (avec fonction de changement rapide), Noir sur blanc, Blanc sur noir, Jaune sur bleu, Jaune sur noir, + 15 modes de contraste supplémentaires
- Poids 228 grammes
- Dimensions 126 x 75 x 37 (replié)
- Durée de fonctionnement approximativement 2 heures
- Piles 4 piles AAA rechargeables NiMH (approximativement 2 h de temps de charge)
- Caméra Caméra HD positionnée centralement
- Affichage Affichage LCD de 4,3 pouces en 16:9
- Fonctionnalités
 - Fonction d'instantané (80 images peuvent être conservées et exportées via USB)
 - Ligne de lecture réglable et masquage de texte
 - Indicateur LED de niveau des batteries
 - Eclairage LED peut être désactivé
 - Mode économie d'énergie après 30 min.
- Dans l'emballage
 - eMag 43 HD
 - Etui avec boucle ceinture et bandoulière
 - Courroie de poignet
 - Adaptateur d'alimentation secteur
 - Câble USB
 - Documentation

