

eMag 70 HD –

Le confort à tout moment

Un duo unique:
lecture relax
& confort camera



SCHWEIZER

Der LowVision-Spezialist

eMag 70 HD – Spécifications techniques

Agrandisseur vidéo portable à écran large et caméra pivotable pour applications diverses et lecture relax.

eMag 70 HD pour le confort et la flexibilité.

- N° de série 571002
- Grossissement Zoom progressif de 2x à 24x
- Affichage Couleur, Noir sur blanc, Blanc sur noir, Jaune sur bleu, Jaune sur noir, + 15 possibilités de contrastes supplémentaires
- Poids 510 g
- Format 211 x 147 x 25 mm (replié)
- Autonomie Environ 4 heures
- Pile Pile lithium-ion rechargeable (durée de charge environ 3 heures)
- Caméra 5 MP HD avec mise au point automatique
- Ecran LCD 16:9 / 7 pouces (18 cm)
- Lecture relax Fonction d'instantané zoom + fonction de défilement
- Caméra confort Caméra continuellement pivotable pour la vision de près, intermédiaire et de loin Possibilité d'auto-visualisation
- Caractéristiques Caméra HD, désactivation LED possible, capacité de stockage d'environ 105 images exportables sur clé USB, ligne de lecture réglable et cache texte, indicateur LED de pile, connexion HDMI pour TV, support de lecture intégré (angle de 40°), timer de 30 min pour déconnexion
- Contenu Adaptateur secteur, Câble HDMI (2 m), Câble USB, Mode d'emploi, Etui de transport (225 x 155 x 45 mm)

